

04.02.2025

Produktbezeichnung: CURACID MEDICAL
Anwendungsbereich: Flächendesinfektion, Schnelldesinfektion
Bereichsempfehlung: Medizin, Industrie, Schule+Kita, Feuerwehr

Verkaufseinheit	0,5L	1L	5L		
Artikelnummer	113049	113050	113051		
EAN	4035901002538	4035901000237	4035901000244		
Gewicht	0,54 kg	1,06 kg	5,31 kg		
Höhe	22 cm	28 cm	24,0 cm		
Breite	6,5 cm	8,0 cm	19,5 cm		
Tiefe	6,5 cm	8,0 cm	17,0 cm		
Verpackungseinheit	15x0,5L	10x1L	2x5L		
Artikelnummer	113049-15	113050-10	113051-2		
EAN	4035901002545	4035901001159	4035901003719		
Gewicht	8,43kg	10,70 kg	10,50 kg		
Höhe	27,0 cm	29,5 cm	27cm		
Breite	30,5 cm	25,0 cm	30cm		
Tiefe	20,5 cm	23,0 cm	20cm		

Eigenschaften:

- zur schnellen Desinfektion von empfindlichen Flächen wie z. B. Schreibtische, Behandlungsliegen, Bedienelemente,...
- nur 1 Minute Einwirkzeit
- Flüssigkeit u.a. begutachtet nach den Richtlinien des VAH
- breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren (inkl. MRSA, HIV/HBV/HCV, H5N1, Corona u.v.a.)
- alkoholfrei, daher sehr materialverträglich
- Dermatest sehr-gut

Anwendungsempfehlung: Curacid Medical ist gebrauchsfertig. Flächen und Gegenstände gleichmäßig benetzen, mind. 60 Sekunden einwirken lassen.

Wirksame Bestandteile in 100g: 0,276 g Didecyldimethylammoniumchloride;
weitere Bestandteile: <5% kationische Tenside

Normen und Regularien: UFI: 8W40-1057-600R-IS9Y
 VAH-Norm, EN13624, EN13727, EN14476, EN 16615, EN16777
 BauA: N-110152
 PT2: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel
 PT3: Hygiene im Veterinärbereich
 PT4: Lebens- und Futtermittelbereich
 SBPA Anmeldung bei der ECHA zur europaweiten Marktzulassung ist erfolgt.

Besondere Hinweise: Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe SDB.
 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.