


PRODUKTDATENBLATT

seni®

FIXIERHOSEN

SENI FIX COMFORT LADY



I. BESCHREIBUNG

Die Höschen SENI Fix Comfort Lady sind geeignet zur Fixierung von anatomisch geformten Inkontinenzvorlagen und Inkontinenzeinlagen. Gleichmäßig dichte und nahtlose Struktur. Ideal zum mehrmaligen Gebrauch: bis 100-mal (+/- 20) waschbar, bei der Temperatur von 60°C.

II. INHALTSTOFFE

Polyester (97%), Elastan (3%)

III. EIGENSCHAFTEN*

Größe	Gewicht [g]*	Länge [mm]**	Breite [mm]**	Taillenumfang [cm]	Oberschenkelumfang [cm]
Medium	30,0	220	270	70-110	45-65
Large	32,0	240	300	75-120	50-70

* Abweichung +/- 2 g;

** Abweichung: +/- 20 mm;

IV. LOGISTIK

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transport-Verpackung
Medium Nude	SE-092-ME02-LN3	2	8	180	Karton
Black	SE-092-ME02-LB3	2	8	180	Karton
Large Nude	SE-092-LA02-LN3	2	8	180	Karton
Black	SE-092-LA02-LB3	2	8	180	Karton

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

V. AUFBEWAHRUNG

Es wird empfohlen, die Fixierhosen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung zu lagern. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

VI. ANDERE

Haltbarkeit: 60 Monate.

Ausgestellt

von:

Joanna Fenska
R&D Specialist

Joanna Fenska
Joanna Fenska
Technolog

Tomasz Przybylski
Tomasz Przybylski, Production and R&D Director of TZMO
Group

Ausgestellt am 07.11.2017
