


PRODUKTDATENBLATT

seni

INKONTINENZHOSEN

SUPER SENI PLUS XXL



I. BESCHREIBUNG

Die atmungsaktive Inkontinenzhose für Menschen mit schwerer Harn- und Stuhlinkontinenz. Zwei anatomisch geformte Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz. Elastische Tailleneinsätze vorne und hinten. Elastisches Garn im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Seitlich zwei längere Gurte, auf denen die vier Klebe-/Klettverschlüsse befestigt werden. Doppelter Nässeindikator in Form von gelben Streifen – der Aufdruck verblasst und schwimmt und die gelben Streifen verändern ihre Farbe in Grün. Atmungsaktive Außenschicht.

II. INHALTSTOFFE

Zellstoff, Superabsorber, atmungsaktive Außenschicht weiß mit zwei violetten Streifen, hydrophiles-hydrophobes Vlies, EDS-Verteilungsschicht weiß, hydrophobes Vlies, hygienisches Tissuepapier, elastische Tailleneinsätze, elastisches Garn im Schrittbereich, Tinte, Klebeklettverschlüsse, zwei Vliesgurte, Klebstoffe, natürlicher Grüntee- Extrakt.

III. GRÖÖE*

Größe	Länge [mm]*	Länge Saugkern [mm]		Breite [mm]	Breite Saugkern [mm]*	Tailenumfang [cm]
		Oben	unten			
XXL	1015	530	870	640-1620	280-160-280	160-210

* Abweichung +/- 10 mm

* Abweichung +/- 20mm

IV. EIGENSCHAFTEN

Größe [cm]	Gewicht [g] minimum	Saugstärke [g] minimum (wg ISO 11948-1)	Retention [g] mind. (nach NAFC)
XXL	153,9	3200	1150

V. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
------------	---------------	------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---------------------

XXL	SE-094-2X10-A02	10	6	24	Karton
-----	-----------------	----	---	----	--------

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

VI. AUFBEWAHRUNG

Inkontinenzhosen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

VII. ANDERE

Haltbarkeit: 60 Monate.

Ausgestellt

von:

Milena Krajewska,
R&D Specialist

Tomasz Przybylski
Production and
R&D Director of TZMO Group

Ausgestellt am 06.09.2017